

HAKUJU

Jz  
12000M

Bx  
10000M

Lx  
9000WG

Lx  
9000W

ヘルストロン

HEALTHTRON

Hc  
9000W

Hc  
9000WE

N  
6000WG

suyaya



マルチシリーズ (6電極方式)

Multi Series

Jz12000M



休息モード/体感モード搭載

液晶付き  
ワンタッチリモコン



足もと暖か  
温熱ヒーター付

1ヶ月の電気代 約13.5円(通電時間: 1日1時間×30日)

重量 本体: 約76kg オットマン: 約8kg  
床保護マット: 約2kg

サイズ 高さ129~144×幅80×奥行 約150(cm)  
(リクライニング時: 奥行 約200cm)

税込価格 1,320,000円 (税抜: 1,200,000円)

マルチシリーズ (5電極方式)

Multi Series

Bx10000M **NEW!**



お好みの角度に無段階  
電動リクライニング



やわらかな  
座り心地



足もと暖か  
温熱ヒーター付

1ヶ月の電気代 約9円(通電時間: 1日1時間×30日)

重量 本体: 約58kg オットマン: 約10kg

サイズ 高さ134~149×幅72×奥行 約150(cm)  
(リクライニング時: 奥行 約200cm)

税込価格 1,100,000円 (税抜: 1,000,000円)

## ダブルシリーズ (3電極方式)

# Lx9000WG

好みの角度に無段階  
電動リクライニング

オットマン  
タイプ

1ヶ月の電気代 約9円(通電時間：1日1時間×30日)

重量 本体：約46kg オットマン：約10kg

サイズ 高さ120～152×幅66×奥行 約100(cm)  
(リクライニング時：奥行 約 175cm)

税込価格 **825,000円** (税抜：750,000円)



ショコラブラウン

# Lx9000W



好みの角度に無段階  
電動リクライニング

スペースを活かせる  
レッグレスト一体型

1ヶ月の電気代 約9円(通電時間：1日1時間×30日)

重量 本体：約50kg

サイズ 高さ137～152×幅66×奥行 約83(cm)  
(リクライニング時：奥行 約 160cm)

税込価格 **770,000円** (税抜：700,000円)



スカイブルー

# Hc9000W

移動らくらく  
キャスター付



オットマン  
タイプ

1ヶ月の電気代 約9円(通電時間：1日1時間×30日)

重量 本体：約28kg オットマン：約9kg

サイズ 高さ134～151×幅63×奥行 約140(cm)

税込価格 **605,000円** (税抜：550,000円)



ダークブルー



# Hc9000WE

移動らくらく  
キャスター付

ワンタッチ  
リモコン



1ヶ月の電気代 約9円(通電時間:1日1時間×30日)

重量 本体:約28kg 通電台:約4kg

サイズ 高さ134~151×幅63×奥行 約130(cm)

**税込価格 550,000円** (税抜:500,000円)



ダークブルー

## ベッド/ふとんタイプ

### ダブルシリーズ (3電極方式)

# N6000WG

1ヶ月の電気代 (電位治療のみ) 約 36円(通電時間:1日8時間×30日)

1ヶ月の電気代 (ウォーマー使用時) 約248円(通電時間:1日8時間使用した場合、約4時間ウォーマー使用×30日)

重量 本体:約5kg  
上部電極つき電位敷きパッド:約8kg

サイズ 本体:高さ23×幅29×奥行16(cm)  
電位敷きパッド:  
厚さ5×幅100×たて200(cm)、厚さ5×幅90×たて190(cm)



和室で

洋室で



**税込価格 429,000円** (税抜:390,000円)

# suyaya

すやや

1ヶ月の電気代 (電位治療のみ) 約 22円(通電時間:1日8時間×30日)

1ヶ月の電気代 (ぬくもり機能使用時) 約224円(通電時間:1日8時間使用した場合、約4時間ぬくもり機能使用×30日)

重量 本体:約3kg  
上部電極(スタンド含む):約1kg 電位敷きパッド:約3kg

サイズ 本体:高さ23×幅29×奥行16(cm)  
電位敷きパッド:厚さ2×幅100×たて200(cm)



**税込価格 264,000円** (税抜:240,000円)

# 家庭用ヘルストロン機能比較

機能	Jz12000M	Bx10000M	Lx9000WG	Lx9000W	Hc9000W	Hc9000WE	N6000WG	sugaya	注記
プレミアム家具タイプ	○	○	○	○					
足もとポカポカ	○	○	○	○	○	○	○※	○※	※電位敷パッド足元ウォーマー
リクライニング通電	○※	○※	○※	○※					※電動リクライニング
電極間電位差	12000V	10000V	9000V	9000V	9000V	9000V	6000V※	2000V	※最初の1時間のみ その後はプログラム出力
電極数	6電極	5電極	3電極	3電極	3電極	3電極	3電極	3電極	

※ヘルストロンは家庭用電位治療器です(医薬品医療機器等法上の分類)


※消費電力120kWhまでの1kWh当たりの単価30円で算出(2023年12月現在、東京電力データ) ※記載の通電時間は、電気代算出のための目安です(ヒーター使用時は除きます)

教えて!

## 電界と電極



電界とは .....




地表と上空約100キロメートルにある電離層との間に形成され、この自然電界を享受することにより、人は自らの体内に持つ電気バランスを保ち、本来あるべき健康な身体でいられるのです。ヘルストロンは、この自然電界に近い電界を人工的に作り出す電位治療器です。

電極とは .....


2電極方式



3電極方式



マルチ電極方式



電界は電極と電極の間に形成されます。

2電極方式では頭部と足部の2つの電極の間で電界が形成されます。

3電極方式では頭部と座部と足部の3ヶ所に電極があるため、2つの電界が形成されます。

マルチ電極方式では3電極方式に加え、背部、両側部などに電極を多く配置し、より安定した電界形成が行えるようになりました。

電界の強さは電極間の距離が近いほど強くなりますので、電極数が増えるほど安定した電界が形成されるのです。

さらなる効果のために「正しい生活」を心がけましょう。

ヘルストロンの通電効果をいっそう確かなものにするために、

毎日の健康管理は欠かせません。

ゆとりある精神・バランスのとれた食事・適度な運動。

これら自然に逆行しない正しい生活を心がけることで、

より大きなヘルストロン効果が生まれます。

ゆとりある精神

心と身体が健やかであってこそ、はじめて健康であるといえます。ストレスはできるだけ早く解消し、自分自身をリラックスさせてあげましょう。

バランスのとれた食事

1日30品目以上の栄養バランスのとれた食事で、きちんとした食生活を心がけることも大切です。

適度な運動

毎日ウォーキングなどで身体を適度に動かさせば食事がおいしく、眠りもやすらかになります。

### 森山良子 (歌手)

1967年「この広い野原いっぱい」でデビュー。その後、ミリオンセラー「禁じられた恋」をはじめ「涙そうそう」「さとうきび畑」「あなたが好きで」など、数々のヒット曲を生み出す。透明感のある歌声と歌唱力で、名実ともに日本のトップシンガーに。1998年、長野冬季オリンピック開会式式典にて、テーマソング「明日こそ、子供たちが…」を歌い、その模様が世界中に放映される。2002年、第44回日本レコード大賞において最優秀歌唱賞、金賞、作詩賞を受賞し3冠を達成。2007年「2006年度芸術選奨文部科学大臣賞」「第49回毎日芸術賞」受賞。2008年「紫綬褒章」受章。これまでに歌手としての活動の傍ら、テレビのバラエティー番組への出演、テレビドラマや映画にて女優・声優を務めるなど幅広いフィールドで活躍している。2022年NHK朝ドラ「カムカムエヴリバディ」では持ち前の英語力も生かした出演で大きな話題をよんだ。2022年1月にはデビュー55周年を迎え、8枚組オールタイムベストCD-BOX「森山良子 My Story」を発売。コンサートツアー「My Story」で全国ツアーを行う。ニッポン放送「オールナイトニッポンMUSIC10」にて月曜レギュラーパーソナリティーを務めている。年齢を感じさせない元気な活動はますます磨きがかかっている。




# 国際水準の品質・安全性



PSEマークは電気製品の安全性を示す目印で、多項目の安全試験をはじめ、工場での品質検査などの安全基準をクリアした電気製品につけられます。



HAPIマークは一般社団法人日本ホームヘルス機器協会が認証するもので、健康機器の信頼性・安全性を確かめる目安となっており、すべて製造物賠償責任保険(PL保険)がついています。



白寿生科学研究所は医療機器における品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485の認証を取得しております。

## ⚠ 安全に関するご注意

ヘルストロンは正しく使っていただくことで、効果を発揮する医療機器です。使用を誤ると人体に悪影響や物的損害が発生する場合があります。詳しくは取扱説明書を必ずお読みいただき、医療上の注意事項をご確認のうえ、正しくお使いください。

### ご使用にあたって

この商品には保証書を添付しております。保証書は所定事項を記入のうえ発行しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

※本製品の仕様は改良により予告なく変更する場合がございます。

※写真は印刷のため実際の商品と多少異なる場合があります。

## お問い合わせ

電話

0120-05-8910

ホームページ

ヘルストロン

検索

<https://www.hakuju.co.jp>

## 製造発売元

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 正会員 No.A-24



株式会社 白寿生科学研究所

本社 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5

